

# MASQUE MEDICAL TYPE IIR

## Non stérile

## A usage unique



Réf 132295

- 3 épaisseurs
- Efficacité de filtration bactérienne 98%
- Hypoallergénique
- Respiration facile
- Sans fibres de verre
- 100% sans-latex
- Conforme à la norme EN 14683 :2019

### Caractéristiques produit

Couleur : bleu face extérieure/blanc à l'intérieur

Bandes élastiques d'attaches pour oreilles  
Bande ajustable pour le nez

### Mode d'emploi et précautions

Se laver les mains avec du savon ou du désinfectant avant de toucher le masque  
Utilisez le côté coloré vers l'extérieur  
Adaptez la bande ajustable sur le nez  
Tirez les plis vers le dessous du menton  
Tirez les bandes élastiques des oreilles pour enlever le masque et jetez-le.  
Se laver les mains après avoir retiré le masque.

Attention Aucun masque élimine complètement les risques de transmission et contamination par gouttelettes. Ces masques ne représentent aucune garantie qu'ils peuvent produire une protection complète des gouttelettes qui peuvent passer au travers du matériel. Ils ne garantissent pas l'élimination du risque d'être exposé à une maladie.

La notice d'informations et la déclaration UE de conformité sont disponibles sur [www.heegeo.fr](http://www.heegeo.fr)

### Conditionnement

Boîte de 50

**Référence** 132295

**Durée de stockage** : 2 ans

